

## 各ルーペの仕様



倍率：2.0 倍	作業距離	矯正歯科用、衛生士用
S ショート	280 mm	重さ : 68 g 被写界深度：125~200mm 視野 : 110mm 瞳孔間調節：50~75 mm
R レギュラー	320 mm	
L ロング ★	400 mm	
X エクストラロング	460 mm	
W ダブルXL	560 mm	



倍率：2.5 倍	作業距離	一般歯科用
S ショート	280 mm	重さ : 63 g 被写界深度：75~127mm 視野 : 76mm 瞳孔間調節：50~75 mm
R レギュラー	350 mm	
M ミディアム ★	420 mm	
L ロング	480 mm	
X エクストラロング	560 mm	



倍率：3.5 倍	作業距離	
E スーパーショート	280 mm	重さ : 61 g 被写界深度：75~100mm 視野 : 65mm 瞳孔間調節：50~75 mm
S ショート	350 mm	
R レギュラー	420 mm	
M ミディアム	500 mm	
L ロング	560 mm	



倍率：4 倍	作業距離	
S ショート	340 mm	重さ : 115 g 被写界深度：38~50mm 視野 : 51mm 瞳孔間調節：50~75 mm
R レギュラー	420 mm	
L ロング	500 mm	
X エクストラロング	560 mm	



倍率：6 倍 / 8 倍	作業距離	
S ショート	340 mm	重さ : 115-123 g 被写界深度：13mm 視野 : 13-25mm 瞳孔間調節：50~75 mm
R レギュラー	420 mm	
L ロング	500 mm	

- ルーペの倍率は2.0~8倍があります。倍率は**2倍位**が被写界深度が深いので疲れず視野も110mmと広く一番使いやすいです。8割の方が2倍ルーペを選択します。
- 作業距離は**400mm位**がちょうど良いです。目からの作業距離によって選んでください。
- 眼の瞳孔間の調節(50mm~75mm)は簡単に行えるので扱いやすい。
- 別売のLEDライト/**パワーパック**で明るく治療ができます。